

A healthy smile
greatly contributes to
your quality of life



補綴物ガイド

Orthoprosthesis Guide




補綴物の種類

		小さな虫歯 欠損の場合	大きな虫歯・欠損の場合		歯を失った場合				
材 料		インレー (詰め物) P4 - P5	クラウン(被せ物・差し歯) 前歯 P6 - P7	臼歯 P8 - P10	ブリッジ(失った歯を補う) 前歯 P11	臼歯 P12 - P13	部分床義歯 (部分入れ歯) P14	総義歯 (総入れ歯) P15	インプラント (人工歯根) P16 P18
保険 診療	金銀パラジウム合金	◆		◆		◆			
	硬質レジン		◆		◆				
	審美性が高い CAD/CAM冠			◆ 小白歯、大白歯(一部)					
	コンポジットレジン充填	◆							
自費 診療	金合金	◆		◆		◆			
	高強度ハイブリッド型硬質レジン	◆	◆	◆	◆	◆			
	審美性が高い メタルセラミックス		◆	◆	◆	◆			
	オールセラミックス	◆	◆	◆	◆	◆			
	ラミネートベニア		◆						
							義歯のお手入れ P19		

補綴物の内部構造 / 装着後の口元の見え方

内部構造



装着後の口元の見え方

金属のインレー

金属のクラウン

審美性の高いクラウン

部分床義歯

微笑んだとき



少し口を開けたとき



インレー (詰め物)

材 料

見 え 方

金銀パラジウム合金

保険診療



・ジーシー キャストウェルM.C. 金12%

金合金

自費診療



・ジーシー キャスティングゴールドM.C. タイプI~IVなど
・ジーシー プラチナゴールド 70/55/35

高強度ハイブリッド型硬質レジン

自費診療

🦷 審美性が高い



・ジーシー グラディア
・ジーシー グラディア フォルテ

オールセラミックス

自費診療

審美性が高い



- ・ジーシー イニシャル
- ・ジーシー Aadva ジルコニア
- ・ジーシー イニシャルLiSiプレス

材 料

見 え 方

コンポジットレジン充填

保険診療

自費診療

審美性が高い



- ・ジーシー エッセンシア
- ・MIフィル
- ・MIローフロー
- ・MIフローII
- ・MIグレースフィル

直
接
法


クラウン(被せ物・差し歯) 前歯

支台・コアの種類 (透過光による比較)

鑄造メタルポストコア




既製メタルポスト + ユニフィルコア



・ジーシー ユニフィルコア/ユニフィルコアEM/MIコアLC

ファイバーポスト + ユニフィルコア




・ジーシー ファイバーポスト/ファイバーポストN/MIコア ファイバーポスト
・ジーシー ユニフィルコア/ユニフィルコアEM/MIコアLC

材 料

見 え 方

硬質レジン

保険診療



・ジーシー ディアーナ

高強度ハイブリッド型硬質レジン

自費診療

審美性が高い



メタルあり

メタルなし

・ジーシー グラディア
・ジーシー グラディア フォルテ

メタルセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル

オールセラミックス

自費診療

審美性が高い




・ジーシー イニシャル
 ・ジーシー Aadvia ジルコニア
 ・ジーシー イニシャルLiSiプレス

ラミネートベニア

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル
 ・ジーシー イニシャルLiSiプレス

クラウン(被せ物・差し歯) **白歯**

材 料

見え方

金銀パラジウム合金

保険診療



・ジーシー キャストウエルM.C.金 12%

金合金

自費診療



・ジーシー キャスティングゴールドM.C. タイプ1~Ⅳ など
・ジーシー プラチナゴールド 70/55/35

材 料

見え方

高強度ハイブリッド型硬質レジン

自費診療

審美性が高い



・ジーシー グラディア
・ジーシー グラディア フォルテ

メタルセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル

オールセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル
・ジーシー Aadvia ジルコニア
・ジーシー イニシャルLiSiプレス

クラウン(被せ物・差し歯) 小白歯、大白歯(一部※)・CAD/CAM冠

材 料

見 え 方

CAD/CAM冠

保険診療


審美性が高い




・ジーシー セラスマート 270

適用部位

※金属アレルギーの場合、大白歯も適用



型取りから完成までの流れ



ブリッジ(失った歯を補う) 前歯

材 料

見え方

硬質レジン

保険診療




・ジーシー ディアーナ

高強度ハイブリッド型硬質レジン

自費診療

審美性が高い




・ジーシー グラディア
・ジーシー グラディア フォルテ

メタルセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル

オールセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル
・ジーシー Aadva シルコニア
・ジーシー イニシャルLiSiプレス


ブリッジ(失った歯を補う) 白歯

材 料

見え方

金銀パラジウム合金



保険診療



・ジーシー キャストウエルM.C. 金12%

金合金

自費診療



・ジーシー キャスティングゴールドM.C. タイプI~IV など
・ジーシー プラチナゴールド 70/55/35

材 料

見 え 方

高強度ハイブリッド型硬質レジン

自費診療

審美性が高い



・ジーシー グラディア
・ジーシー グラディア フォルテ

メタルセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル

オールセラミックス

自費診療

審美性が高い



・ジーシー イニシャル
・ジーシー Aadva ジルコニア
・ジーシー イニシャルLISIプレス

部分床義歯 (部分入れ歯)


レジン床義歯

口腔内装着イメージ

上
顎



下
顎



人工歯

- ・ジーシー サーパス
- ・ジーシー デュラデント


義歯床用材料

- ・ジーシー アクロン など



金属床義歯

口腔内装着イメージ

上
顎



下
顎



人工歯

- ・ジーシー ゼンオパール
- ・ジーシー リブデントグレース

義歯床用材料

- ・ジーシー プロキャスト DSP
- ・ジーシー プロインパクト など

総義歯 (総入れ歯)

レジン床義歯

無口蓋義歯



金属床義歯

無口蓋義歯




レジン床義歯



金属床義歯



厚さの違い



上顎

下顎

人工歯

- ・ジーシー サーパス
- ・ジーシー デュラデント

義歯床用材料

- ・ジーシー アクロン など

人工歯

- ・ジーシー ゼンオパール
- ・ジーシー リブデントグレース

義歯床用材料

- ・ジーシー プロキャスト DSP
- ・ジーシー プロインパクト など

リライニング (軟質材料)

裏面



下顎


・ジーシー リラインII

歯を1本失った場合



【従来法】ブリッジ

失った歯の両隣の歯を削ってブリッジにします。



治療方法

複数の歯を失った場合



【従来法】部分床義歯

他の歯にクラスプ(バネ)をかけて部分入れ歯を固定します。



インプラント治療なら

両隣の健康な歯を削らずに固定された人工の歯を入れることができます。



・ジーシー インプラント Re
・ジーシー インプラント Aadv

すべての歯を失った場合



【従来法】総義歯

歯肉との吸着力で入れ歯を支えます。




固定されるため、がたつきがなく安定します。天然歯と同じように食事や会話ができます。



・ジーシー インプラント Re
・ジーシー インプラント Aadv

インプラントの仕組み



インプラントの治療の流れ

1

診査・診断

インプラント治療はすべての方におこなえるわけではありません。インプラント治療が適しているかを診査・診断します。

2

インプラント手術

骨にインプラント(人工歯根)を埋め込みます。通常、局所麻酔でおこないますが、手術に対して強い恐怖心をお持ちの方には、鎮静下で手術をおこなうこともできます。

3

人工の歯の製作と装着

骨とインプラントがしっかりと結合した後、型を採って、人工の歯を製作します。患者さんにとって納得のいく人工の歯を製作し、出来あがったものをインプラントの支台に装着して完成です。

4

メンテナンス

インプラントを長期間にわたって維持させるためには、日常の患者さんご自身によるブラッシングと歯科医院での定期検診の両方が重要です。

インプラント治療後のアフターケア

■ 定期検診

咬み合わせや歯肉に異常がなくても、半年から一年ごとに検診を受けるようにしてください。

■ プロフェッショナルケア

インプラントの状態、お口の中の全体の状態、咬み合わせの状態、残っている歯の状態、プラークコントロールの状態をチェックし、歯間ブラシやフロスなどが必要な部分について指導いたします。

< 歯科医師によるケア > インプラント本体の状態、咬み合わせの調整、歯肉の状態などをチェックします。

< 歯科衛生士によるケア > プラークコントロールのチェックや歯みがき指導、また歯石除去や患者さん自身がケアしにくい部分のクリーニングをおこないます。

■ ホームケア

インプラントもしっかりとブラッシングしないと天然の歯と同じようにインプラントの周囲に炎症が起こります。このような状態はインプラントに悪影響を及ぼすため、歯科医師又は歯科衛生士の指導のもと歯みがきとお口の管理をおこなってください。

さらに必要に応じて、歯科医院で適切な治療を受けてください。

■ 定期検診の費用について

費用については個々の患者さんのお口の中の状態、治療内容によって異なりますので、担当医までお問い合わせください。

■ MRIについて

・ インプラント自体への影響

磁力を利用した撮影のMRIは、チタン製であるインプラントに影響はありません。

・ MRI画像診断への影響

インプラントを含め金属を使用したすべての治療は画像に影をつくる可能性があります。ただし稀に検査結果に影響を及ぼすことがありますが心配はございません。予め、インプラント治療経験があることを担当医にお伝えください。

入れ歯とお口の健康には毎日のお手入れが大切です

お手入れ方法

■ 専用ブラシによる清掃

目に見える**食べかす**などの汚れを、**義歯用**ブラシなどで清掃します。



・ジーシー プラテिका デンチャーブラシ

■ 専用の洗浄剤を使いましょう

目に見えない**細菌**などの汚れを、**入れ歯専用の洗浄剤**で清掃します。所定の時間つけ置きしたら水でよく洗ってください。つけ過ぎは入れ歯の変色や変質の恐れがありますので気をつけてください。



■ 歯みがき剤を使わない

歯みがき剤によっては**研磨剤**が入っていて入れ歯に傷をつけてしまい、さらに汚れが付着しやすくなってしまいますので、歯みがき剤は使用しないようにしましょう。



・ジーシー ポリデント® フレッシュクレンズ

■ 部分入れ歯には専用の洗浄剤があります

部分入れ歯の場合、洗浄剤によっては金属を変色させる恐れがありますので、**部分入れ歯用の洗浄剤**を使用しましょう。

※チタンは変色の恐れがありますのでご使用を避けてください。



・ジーシー ポリデント®FP

■ 熱湯消毒をしない

多くの入れ歯は**プラスチック**でできており、60度以上のお湯で**変形**するおそれがあるので、熱湯消毒はしないようにしましょう。

■ 頑固な汚れは歯医者さんで取ってもらいましょう

頑固な汚れを研磨剤やヤスリなどで無理に取ろうとすると破損や傷をつけるおそれがあるので、**歯医者さんで取ってもらうように**しましょう。

People friendly and environment friendly.
The GC of the 21st century takes a global approach to people's health and happiness.



株式会社 ジーシー

<デンタルインフォメーションセンター>

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-14 TEL.03-3815-1511

<http://www.gcdental.co.jp/>



ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルフォントを採用しています。

※本誌記事及び写真を無断で複製・転写することを禁じます。